



化妆品
沐浴露



应用范围/目的

沐浴露用于沐浴时的身体清洁。它是一种含有液体的表面活性剂，通常具有高粘度和凝胶状结构。表面活性剂负责清洁皮肤和产生泡沫。此外，沐浴露还可能含有增稠剂、调理剂、保湿剂和补充剂。外观可以改变颜色或不透明。Kinematica具有分散气泡的解决方案。气泡处的光折射导致乳状外观，而无需使用其他添加剂。

点击以下链接获得应用笔记的访问权限:

获得完整版

Kinematica AG

Werkstrasse 7 c-d / CH-6102 Malters / Switzerland
Phone +41 41 259 65 65 / Fax +41 41 259 65 75
info@kinematica.ch / kinematica.ch

 Swiss made dispersing solutions for you. Since 1962.